

## Medizinprodukte semikritisch A (maschinelle Verfahren)

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
<p>Instrumente und Hilfsmittel für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen</p> <p><b>Verwendete Verfahren vollständig ausfüllen !</b></p> <p><b>Nicht verwendete Verfahren streichen !</b></p>	<p>Verfahren 1.1: Validiertes Verfahren im RDG</p>	<p>Gerät / Programm: RDG Firma XYZ Universalprogramm]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nach jeder Verwendung am Patienten</li> <li>bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung (z.B. Zementreste mit Zellstofftupfer entfernen)</li> <li>ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen)</li> </ul>	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>
	<p>oder</p> <p>Verfahren 1.2: Verfahren im RDG bei dem nur die Reinigung validiert wurde</p>	<p>Gerät / Programm:</p>		
	<p>anschließend</p> <p>Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator *</p>	<p>Gerät / Programm:</p>		
	<p>oder</p> <p>Verfahren 3: maschinelle Reinigung ohne Desinfektionsstufe</p>	<p>Gerät / Programm:</p>		
	<p>anschließend</p> <p>Verfahren 3: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator *</p>	<p>Gerät / Programm:</p>		

## Medizinprodukte semikritisch A (manuelle Verfahren)

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER	
<p>Instrumente und Hilfsmittel für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen</p> <p><b>Alle Felder vollständig ausfüllen !</b></p>	<p>Verfahren 2.1: Eintauchverfahren (bei Bedarf in Kombination mit Ultraschall)</p>	<p>Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion (2):</p> <p><b>InstruDesinf Firma ABC</b></p> <p>Dosierung / Einwirkzeit:</p> <p><b>3% - 1 Std.</b></p> <p>maximale Standzeit der Lösung:</p> <p><b>1 Tag</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nach jeder Verwendung am Patienten</li> <li>ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen)</li> <li>unmittelbar nach der Behandlung vollständig und blasenfrei einlegen</li> <li>Einwirkzeit beginnt nach Einlegen des letzten Medizinproduktes</li> <li>nach Ende der Einwirkzeit unter fließendem Wasser abspülen (Siebeinsatz)</li> <li>Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung</li> <li>ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung</li> <li>Trocknung und Pflege</li> </ul>	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>	
	<p>anschließend</p> <p>Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator *</p>	<p>Gerät / Programm: <b>B-Autoklav Firma XYZ</b></p> <p><b>Universalprogramm unverpackt</b></p>			
		<p>Freigabe zur erneuten Anwendung</p>	<p>Dokumentation</p>	<p>wurden bei der Aufbereitung</p>	<p>alle Beschäftigten mit</p>