

Arbeitskreis Dentalinstrumente (AKDI)

Checkliste

Neuerwerb von zahnärztlichen Instrumenten – Informationen zur Aufbereitung

1. Hersteller:	2. Datum:		
3. Medizinprodukt:			
4. Artikelnummer:			
5. CE Kennzeichnung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
6. Aufbereitungsanleitung vorhanden (DIN EN ISO 17664)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
7. Anzahl der Anwendungen begrenzt	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Anzahl:
8. Zerlegung zur Aufbereitung notwendig	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
9. Manuelle Reinigung/ Desinfektion möglich	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
10. Ultraschallreinigung	<input type="checkbox"/> unzulässig	<input type="checkbox"/> möglich	<input type="checkbox"/> notwendig
11. Maschinelle Reinigung/ Desinfektion möglich	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Adapter erforderlich	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
12. Benötigte/ empfohlene Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegemittel:			
13. Reinigung/ Desinfektion und Instrumentenpflege mit in der Praxis verwendeten Geräten und Produkten möglich			
	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
14. Maschinelle thermische Reinigung/ Desinfektion möglich			
	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
15. Dampfsterilisation möglich			
	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Notizen			
Notizen			